



Discover the Gentle Secret of Eternal Youth

Hyal Style[®]



HyalStyle[®]



Il trattamento della pelle con l'acido ialuronico è la soluzione più diffusa e sicura che la medicina estetica mette oggi a disposizione di tutti coloro che non vogliono ricorrere alla chirurgia plastica per combattere l'invecchiamento della pelle. Una delle caratteristiche dell'acido ialuronico, presente nella nostra pelle, è quella di mantenere la pelle idratata, contribuendo quindi a preservare un aspetto giovane e luminoso ma, come per molti altri elementi, la presenza di acido ialuronico nella nostra pelle tende inesorabilmente a diminuire con l'avanzare dell'età.

Gli effetti dell'invecchiamento, l'inquinamento, lo stress, i raggi solari, il fumo e una alimentazione sbagliata determinano una graduale riduzione della elasticità e morbidezza della pelle; con il passare del tempo la pelle si impoverisce di acido ialuronico, collagene ed elastina e la conseguenza più visibile è la formazione delle classiche rughe del viso.

Il trattamento della pelle con HyalStyle ha immediati e naturali effetti di ringiovanimento della pelle.

HyalStyle offre in pochi minuti e senza dolore risultati immediatamente visibili pur mantenendo un aspetto del viso del tutto naturale poiché, l'acido ialuronico in esso contenuto è esattamente lo stesso presente nella nostra pelle; idrata la pelle, equilibra i livelli di collagene ed elastina e preserva i tessuti dall'invecchiamento.

La procedura è completamente non invasiva e prevede la somministrazione del prodotto tramite sottili iniezioni; a seconda del numero delle zone da trattare, il tutto si risolve tra i 15 ed i 30 minuti al termine dei quali il paziente può riprendere immediatamente le sue abitudini quotidiane.

VANTAGGI OFFERTI DA HYALSTYLE

- non sono necessari test allergici
- stimola la produzione di collagene
- mantiene la giusta idratazione della pelle
- incrementa l'elasticità e la compattezza della pelle
- effetti di lunga durata
- aspetto completamente naturale



HyalStyle Light combina l'effetto rivitalizzante dell'acido ialuronico non cross-linkato e quello altamente idratante del glicerolo per donare immediatamente alla pelle morbidezza, lucentezza ed idratazione. Ha una azione rivitalizzante, stimolando la naturale rigenerazione e la sintesi del collagene. Può essere usato come rivitalizzante per tutto il viso, per il collo, décolleté e per il dorso delle mani; ottimo anche per la correzione delle zampe di gallina e delle “rughe del fumatore” sopra al labbro superiore.

<i>Concentrazione</i>	18 mg/ml acido ialuronico
<i>Agente stabilizzante</i>	20 mg/ml glicerolo
<i>Viscosità [mPa.s]</i>	~150.000
<i>Peso molecolare</i>	~3 mio. Daltons
<i>Altri ingredienti</i>	tampone citrato
<i>Indicazioni</i>	rughe superficiali e idratazione/rivitalizzazione della pelle
<i>Profondità iniezione</i>	derma superficiale
<i>Tecnica</i>	micro-ponfi (nappage)
<i>Ago</i>	30 G
<i>Durata</i>	sessione iniziale con 3 iniezioni in un mese, successivamente una ogni 2-3 mesi





HyalStyle Regular contiene acido ialuronico cross-linkato ed è indicato per la correzione di segni e rughe medio-profonde in quasi tutte le zone del viso. Va iniettato nel derma medio-profondo per trattare segni e rughe non troppo pronunciati.

Concentrazione	23 mg/ml acido ialuronico
Agente reticolante	BBDE
Viscosità [mPa.s]	~500.000
Peso molecolare	~2,7 mio. Daltons
Altri ingredienti	tampone fosfato NaCl
Indicazioni	rughe moderate
Profondità iniezione	derma medio / profondo
Tecnica	tecnica lineare e criss-cross
Ago	27 G
Durata	6 mesi circa





HyalStyle Forte a base di acido ialuronico altamente cross-linkato è indicato per aumentare o ripristinare i volumi del viso, rimodellarne i contorni e correggere le rughe profonde.

<i>Concentrazione</i>	23 mg/ml acido ialuronico
<i>Agente reticolante</i>	BBDE
<i>Viscosità [mPa.s]</i>	~1.000.000
<i>Peso molecolare</i>	~2,7 mio. Daltons
<i>Altri ingredienti</i>	tampone fosfato NaCl
<i>Indicazioni</i>	rughe molto pronunciate
<i>Profondità iniezione</i>	derma profondo
<i>Tecnica</i>	tecnica lineare, tunnelizzazione ed a deposito
<i>Ago</i>	27 G
<i>Durata</i>	6-9 mesi





HyalStyle Smile contiene acido ialuronico cross-linkato ed è indicato per la correzione del contorno labbra o per l'aumento di volume delle stesse; la sua speciale formulazione è stata creata appositamente per il trattamento della zona particolarmente sensibile intorno alle labbra.

Concentrazione	23 mg/ml acido ialuronico
Agente reticolante	BBDE
Viscosità [mPa.s]	~550.000
Peso molecolare	~2,7 mio. Daltons
Altri ingredienti	tampone fosfato NaCl
Indicazioni	contorno labbra ed aumento volume delle stesse
Profondità iniezione	derma medio / profondo
Tecnica	tecnica seriale e lineare
Ago	27 G
Durata	6-9 mesi



prima

dopo





prima



dopo



HyalStyle[®]

SICUREZZA E QUALITÀ GARANTITA

- numerosi controlli effettuati durante l'intero processo di produzione per garantire la conformità dei nostri prodotti a tutti gli standard di qualità
- ispezione visiva manuale di tutte le siringhe per garantire la totale purezza ed assenza di particelle al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti da trattare
- sterilizzazione in autoclave del prodotto anche dopo aver riempito le siringhe; questo processo garantisce una maggiore sicurezza rispetto al normale riempimento asettico delle siringhe.

	EU Standards	HyalStyle® Light	HyalStyle® Regular	HyalStyle® Forte	HyalStyle® Smile
BDDE	<2 ppm	NA	<1 ppm	<1 ppm	<1 ppm
Endotoxins	<0,5 EU/ml	<0,5 EU/ml	<0,5 EU/ml	<0,5 EU/ml	<0,5 EU/ml
pH	6,8 - 7,6	7,0	7,0	7,1	7,0
Osmolarity (mosm/kg)	200 - 400	300	300	291	300
Proteins	<1000 ppm	14 ppm	11 ppm	8.7 ppm	9.2 ppm

QUALITÀ

- risultati immediati e di lunga durata
- alta viscosità per una ottima capacità di riempimento ed una elasticità ottimizzata per adattarsi perfettamente alle zone trattate e garantire un aspetto completamente naturale
- omogeneo, morbido e facile da iniettare; ottimo controllo della giusta quantità da iniettare

SICUREZZA

- completamente anallergico, non servono test allergici prima del trattamento
- 100% bio compatibile, di origine NON animale
- Rischi di effetti collaterali o infiammazione praticamente nulli grazie alla nostra tecnica di purificazione, rimozione totale dell'ossigeno e purificazione

COMODITÀ

- siringa di dimensioni ridotte
- particolare forma dello stantuffo
- impugnatura ergonomica



QUALI VANTAGGI OFFRE HYALSTYLE? HyalStyle è il modo più semplice ed efficace per ridurre la comparsa delle rughe del viso, riequilibrando la presenza di acido ialuronico nella pelle, stimolando la sintesi del collagene e donando alla pelle un aspetto liscio e giovane.

QUALI TIPI DI RUGHE POSSONO ESSERE TRATTATE CON HYALSTYLE? Tutte le zone del viso, collo, décolleté e mani possono essere trattate con la gamma HyalStyle, che offre un prodotto adatto ad ogni esigenza.

COME VA INIETTATO HYALSTYLE? La procedura è molto semplice e richiede al massimo 30 minuti. A seconda dell'area da trattare si può applicare una crema anestetica (ad esempio sulle labbra); il prodotto viene iniettato tramite un ago sottilissimo ed i risultati sono visibili da subito.

ESISTONO EFFETTI COLLATERALI? Come per tutte le iniezioni di acido ialuronico dopo il trattamento si possono verificare arrossamenti della zona trattata e piccoli gonfiori; questa eventualità è piuttosto remota e comunque detti effetti si risolvono nel giro di poche ore. Immediatamente dopo il trattamento con HyalStyle è possibile riprendere le normali attività quotidiane.

QUALE È LA DURATA DEI RISULTATI OTTENUTI CON HYALSTYLE? Gli effetti che si ottengono con HyalStyle non sono permanenti, il periodo di riassorbimento del prodotto dipende da numerosi fattori quali l'età del paziente, il tipo di pelle, il metabolismo e lo stile di vita (sole e fumo ad esempio riducono gli effetti). Normalmente ci vogliono dai 6 ai 9 mesi prima che il prodotto venga completamente riassorbito dalla pelle.

QUALI ACCORGIMENTI VANNO PRESI DOPO IL TRATTAMENTO? Nei giorni successivi al trattamento evitare di esporre la pelle a temperature troppo basse o troppo elevate, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole che ne riducono fortemente gli effetti. E' quindi opportuno evitare ambienti come le saune ed i lettini abbronzanti.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi direttamente al medico.





HyalStyle®

PRODOTTO DA
 Croma GmbH
Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf - Austria


0459

PER
W&O medical esthetics GmbH
Rathausplatz 9
61440 Oberursel - Germania