



Eurodental s.n.c.

Eurodental di Mauro Silvia e Mauro Daniele s.n.c.

Autoclave TANZO CLASSIC 18L Woson - 1 pz

€2 150,00

OFFERTE PRIMAVERA 2018

Modello 2018 caratteristiche:

- Dimensioni esterne 560x470x360 mm
- Peso netto 47 kg
- Sonde di temperatura di produzione giapponese con precisione di 0,1 Å°C
- Sensore di pressione MOTO con sensibilità di 0,001 bar
- Il display e i pulsanti grafici mostrano le fasi del processo di sterilizzazione
- Adatta per ogni tipo di carico: non imbustati, imbustati, corpi cavi, carichi porosi
- Funzione stand by: 0h 1h 2h 4h o disattivabile
- Sensore di qualità dell'acqua
- Sistema di autodiagnosi intelligente

Woson Medical

[Informazioni Venditore](#)